



Aerosol MESH Omron Microair U100 Ne- u100-e

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 28080

EAN / GTIN 4015672110892

Confezione 1

MicroAIR U100 è un aerosol piccolo e portatile che aiuta a trattare efficacemente molti disturbi respiratori delle vie aeree inferiori, dalla semplice tosse all'asma. - portatile, tascabile e funzionante a batteria, è utilizzabile ovunque e in qualsiasi momento - funzionamento silenzioso per un uso discreto - funzionamento a 360°: la forma unica consente di utilizzarlo in qualsiasi posizione, anche quando il paziente è coricato, risulta pertanto pratico per i bambini - funzionamento semplice con un solo pulsante - grazie all'esclusiva tecnologia mesh è più efficiente e pratico da utilizzare rispetto agli aerosol tradizionali

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Modalità funzionam.: uso continuo
- Velocità nebulizzaz.: > 0,25 ml/min
- Capacità: 1-10 ml
- Dimensioni particelle: 4,5 µm
- Rumorosità: 20 dB
- Alimentazione: 2 batterie AA, 3 VCC
- Autonomia batterie: 4 ore
- Consumo energia: circa 1,2 W
- Dimensioni - peso: 38x60x130 mm - 120 g
- Sicurezza: tipo BF (parte applicata), IP55

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
IIaEAN / GTIN
4015672110892CODICE GEF
28080

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it