



Aerosol Professionale Comp-a Neb 230V - 50 Hz

Codice GEF (SKU) 28090

HOSPYNEB PROFESSIONAL Aerosol con compressore a pistone per utilizzo professionale e a domicilio. Rappresenta tutte le esigenze delle tecniche più moderne. Affidabile e facile da usare, anche da persone inesperte. Manuale: GB, FR, IT, DE, ES. Fabbriato in Italia.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- HOSPYNEB PROFESSIONAL
- Aerosol con compressore a pistone per utilizzo professionale e a domicilio.
- Rappresenta tutte le esigenze delle tecniche più moderne.
- Affidabile e facile da usare, anche da persone inesperte.
- Manuale: GB, FR, IT, DE, ES.
- Fabbriato in Italia.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
28090



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697