



# Aerosol EOLO A Pistone 230V Spina Britannica

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 28091

EAN / GTIN 8023279280913

Confezione 1

AEROSOL EOLO a pistone 230V spina britannica

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tensione: 230V - 50/60Hz - 110V o 60Hz su richiesta
- Pressione d'esercizio: 1,1 bar
- Flusso d'aria: 14 l/min
- Nebulizzazione 0,4 ml/min
- Dimensioni delle particelle < 5 µm
- Pressione massima: 2,5 bar
- Dimensioni: 22x14,5x12 cm - 1,7 kg
- Rumorosità (EN 13544-1) 55 db
- Classe di rischio: IIa
- Norme: Classe di isolamento, Tipo B

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
**IIa**CND  
**Z12159002**EAN / GTIN  
**8023279280913**CODICE GEF  
**28091**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697