



Aerosol Corsia Professional Senza Manometro

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 28092

EAN / GTIN 8023279280920

Confezione 1

AEROSOL CORSIA PROFESSIONAL senza manometro

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tensione di esercizio: 220-230 V - 50/60 Hz - 184 VA
- Pressione massima: 250 kPa (2,5 bar)
- Portata aria: 16 l/min
- Pressione d'esercizio: 130 kPa (1,30 bar)
- Portata aria di esercizio: 5,2 l/min a 130 kPa
- Nebulizzazione: 0,50 ml/min con 4 ml soluzione
- damm: 3,25 µm
- GSD: 3,45
- Dimensioni: 255x190xh 105 mm
- Peso: 2,2 kg
- Livello acustico: circa 57 db

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
IIaCND
Z12159002EAN / GTIN
8023279280920CODICE GEF
28092

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697