



Aerosol Atomizer

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 28094

EAN / GTIN 8033717011474

Confezione 1

AEROSOL ATOMIZER

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tensione d'esercizio: 230V / 50Hz
- Ciclo di funzionamento: continuo
- Pressione d'esercizio: velocità 1: 45 kPa - velocità 2: 60 kPa
- Portata d'aria: velocità 1: 8 l/min - velocità 2: 11 l/min
- Nebulizzatore: velocità 1: 0,2 ml/min - velocità 2: 0,35 ml/min
- Dimensione particelle: 80% < 5 µm
- Pressione massima: 1,85 bar / 185 kPa
- Peso: 1,4 kg
- Livello acustico: 56 db
- Classe di rischio: IIa

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
IIaCND
Z12159002EAN / GTIN
8033717011474CODICE GEF
28094

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697