



Aerosol CON Compressore Omron C28P Ne-c105-e

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 28098

EAN / GTIN 4015672112766

Confezione 1

AEROSOL A COMPRESSORE OMRON C28P - NE-C105-E L'aerosol C28P dotato di Advanced Valve Technology ha un sistema di valvole breath-enhanced ottimizzato che garantisce il flusso massimo di farmaco durante l'inalazione ed evita lo spreco di farmaco durante l'espiazione. Utilizzabile per trattare disturbi cronici o come rimedio contro tosse e raffreddore, con farmaci o soluzione salina. Studiata per l'uso frequente in famiglia e nelle strutture mediche. - trattamento efficiente dei disturbi delle vie aeree inferiori - compressore durevole - resistente e facile da pulire

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Capacità: min. 2 ml - max. 10 ml
- Modalità funzionam.: uso continuo
- Dimensioni particelle: circa 2,65 µm
- Nebulizzazione: circa 0,12 ml/min
- Rumorosità: 55 dB
- Tensione: 230 V ~ 50 Hz, 140 VA
- Dimensioni - peso: 180x180x104 mm - 1,3 kg
- Sicurezza: Tipo BF (parte applicata), Classe II, IP21

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
IIaEAN / GTIN
4015672112766CODICE GEF
28098

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697