



Aerosol Mistral Pistone

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 28102

EAN / GTIN 8023279281026

Confezione 1

AEROSOL MISTRAL pistone

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tensione: 230V - 50/60Hz - 170VA
- Pressione d'esercizio: 1,1 bar
- Flusso d'aria: 14 l/min
- Nebulizzazione 0,35 ml/min
- Dimensioni delle particelle < 5 µm
- Pressione massima: 2,5 bar
- Dimensioni: 13x8,9x14,6 cm - 1,5 kg
- Rumorosità (EN 13544-1) 60 db
- Classe di rischio: IIa
- Norme: Classe di isolamento, Tipo B

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
IIaCND
Z12159002EAN / GTIN
8023279281026CODICE GEF
28102

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697