



# Dispositivo DI Fototerapia PER LA Rinite

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 28107

EAN / GTIN 6930251801825

Confezione 1

DISPOSITIVO DI FOTOTERAPIA PER LA RINITE

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Metodo di trattamento: fototerapia a doppia lunghezza d'onda
- Lunghezza d'onda: 652 nm (luce rossa); 940 nm (luce infrarossa)
- Tempo di funzionamento: 3 minuti
- Potenza luce: 3-6 mW per narice
- Alimentazione: 2 batterie al litio CR2032, 3V
- Dimensioni - peso: 70x39x17 mm - 21 g (senza batterie)
- Classificazione: alimentazione interna, parte applicata di Tipo BF, IP22

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

Z12040202

EAN / GTIN

6930251801825

CODICE GEF

28107



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697