

GEF Medica

Porta Vaso 2 L per 28194- 5,28118,28200,28203 Necessita 28109 - Ricambio

Codice GEF (SKU) 28108

EAN / GTIN 8054619108468

Confezione 1 pz.

Porta vaso 2 l Necessita di 28109

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8054619108468

CODICE GEF

28108



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697