



ADATTATORE AD ANELLO per 28108 ricambio

Codice GEF (SKU) 28109

EAN / GTIN 8054619108475

Confezione 1

Adattatore ad anello per 28108

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8054619108475

CODICE GEF

28109



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697