



Inalatore Vapinal

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 28110

EAN / GTIN 8033622546276

Confezione 1

INALATORE VAPINAL

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Capacità: 800 ml
- Caldaia: acciaio inox
- Valvola di sicurezza e termostato
- Alimentazione: 230 V - 50 Hz - 600 W
- Tempo riscaldamento: 5-8 min
- Tempo d'inalazione: 12-15 minuti/litro

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

Z12159002

EAN / GTIN

8033622546276

CODICE GEF

28110



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697