



ASPIRATORE CLINIC PLUS BASIC 2 vasi x 2 l 110V

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 28118

Confezione 1

CLINIC PLUS Basic - 110 V • Vasi autoclavabili: 2x2 l • Pedale: NO • Regolatore direzione flusso (consente di indirizzare i liquidi aspirati verso uno dei due contenitori): NO Progettati per l'aspirazione professionale di fluidi corporei, tessuti o ossa di pazienti durante o dopo la chirurgia. Le pompe a pistone che non richiedono lubrificazione né manutenzione forniscono prestazioni elevate. Aspirazione eccellente e vuoto massimo in pochi secondi. Disponibili con vuotometro e vasi autoclavabili in makrolon con scala graduata a 200 ml (vaso da 2 l) o a 500 ml (vasi da 4 o 5 l) e vasi Flovac da 2-3 litri con sacche monouso. Ampia gamma di versioni con funzioni differenti - velocità di flusso di 60 l/m (Clinic Plus) o 90 l/m (Hospi Plus) - vasi da 2, 4 o 5 l - sistema di guide multifunzionali MPR per una maggiore versatilità - pedale e regolatore direzionale di flusso Standard elevati di sicurezza del sistema di protezione da troppo pieno Doppia valvola di sicurezza integrata nel vaso e filtro idrofobico (tutti i modelli), contenitore di sicurezza (solo modelli MPR). Modelli con guide multifunzionali MPR (Multi Purpose Rail) Questo sistema aumenta la versatilità consentendo di scambiare facilmente e rapidamente i vari accessori, senza attrezzi. Cinque connettori per anelli di diverso diametro per vasi di dimensioni e tipi differenti (2l, 3l, 5l), porta-cannule e contenitore di sicurezza. APPLICAZIONI PRINCIPALI: PRONTO SOCCORSO, CHIRURGIA GENERALE, GINECOLOGIA, NEUROCHIRURGIA, OSTETRICIA, SALA OPERATORIA, STUDIO DENTISTICO Dimensioni: 460 x 850 x 420 mm Peso: 20 kg Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tensione di funzionamento: 110 V - 60 Hz
- Aspirazione max: - 0,90 bar (675 mmHg)
- Ciclo operativo: continuo
- Flusso: 60 l/min
- Alimentazione: 230 VA
- Rumorosità: 51,7 dBA
- Norme: CEI 62-5 (IEC 601-1) 93/42 CEE

CLASSE DM

II A

CND

Z120105

CODICE GEF

28118



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. **0573 1944697** - gefmedica.it