



Aerosol Smart

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 28123

EAN / GTIN 8023279281231

Confezione 1

AEROSOL SMART

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Capacità max.: 10 ml
- Portata d'aria: >7 l/min
- Modalità di funzionamento: 20 min ON, 40 min OFF
- Pressione max.: 210~400 Kpa
- Pressione e velocità di nebulizzazione: 60~180 Kpa; circa 0,35 ml/min
- Dimensione particelle: = 5µm 60%
- Intervallo altitudine di funzionamento: 0-2000 m
- Rumorosità: circa 55 dB
- Tensione: CA 230 V, 50 Hz, 0,7A; = 80W
- Dimensioni - peso: 140x140x100 mm - 1,1 kg
- Sicurezza: Classe II, Tipo B

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
IIaCND
Z12159002EAN / GTIN
8023279281231CODICE GEF
28123

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697