



Aspiratore Manuale Con Filtro

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 28125

EAN / GTIN 6946594909333

Confezione 1

ASPIRATORE MANUALE GIMA con filtro

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Max Vuoto max: 450 mmHg
- Materiale: PE , PVC
- Flusso aria: >20 l/min
- Dimensioni: 180x220x80 mm
- Capacità contenitore: 300 ml
- Peso: 275 g

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z120105

EAN / GTIN

6946594909333

CODICE GEF

28125



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697