



SET RICAMBI PEDIATRICO PER ASPIRATORE MANUALE con filtro

Codice GEF (SKU) 28130

EAN / GTIN 8023279281309

Confezione 1

KIT PEDIATRICO - ricambio I kit includono; contenitore con filtro antimicrobico, tubo di aspirazione per adulti o pediatrico, adattatore.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279281309

CODICE GEF

28130



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697