



Aerosol HOSPYNEB Professional Pistone 230V 50/60hz

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 28134

EAN / GTIN 8033717011429

Confezione 1

AEROSOL HOSPYNEB PROFESSIONAL pistone 230V 50/60Hz

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 230 V - 50 Hz
- Dimensioni: 28 x 19 x h 17 cm
- Pressione Max: 350 kPa (3,5 bar)
- Livello di rumore: 60 dBA
- Pressione operativa: 0-130 kPa (0-1,3 bar)
- Peso: 4,1 kg
- Flusso: 15 l/min
- Classe MDD: IIa

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

Z12159002

EAN / GTIN

8033717011429

CODICE GEF

28134



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697