



Aerosol Happyneb III - Pistone - 230V

Codice GEF (SKU) 28135

AEROSOL HAPPYNEB III - a pistone - 230V Aerosol a pistone, portatili ed eleganti, per una terapia rapida ed efficace. Affidabili, pratici e sicuri. Silenziosi e con pistone senza olio. Apparecchio dal design ergonomico con pratica maniglia per il trasporto e filtro da sostituire ogni 70 cicli. Fabbricato in conformità con la norma europea EN 60601-1. Manuali e scatola in 5 lingue: GB, FR, IT, ES, DE Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- AEROSOL HAPPYNEB III - a pistone - 230V
- Aerosol a pistone, portatili ed eleganti, per una terapia rapida ed efficace. Affidabili, pratici e sicuri. Silenziosi e con pistone senza olio. Apparecchio dal design ergonomico con pratica maniglia per il trasporto e filtro da sostituire ogni 70 cicli. Fabbricato in conformità con la norma europea EN 60601-1.
- Manuali e scatola in 5 lingue: GB, FR, IT, ES, DE
- Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
28135



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697