



# POLVERE ADDENSANTE GELID

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 28141

EAN / GTIN 8004007005367

Confezione 1

POLVERE ADDENSANTE GELID - 50 g - conf. da 25 Polvere polimerica super assorbente che trasforma i rifiuti liquidi medici in sostanza gelatinosa. Miscelata con rifiuti liquidi, solidifica e riduce i rischi associati agli schizzi di liquidi organici. 50 g di prodotto hanno una capacità assorbente di 3000 ml. Utilizzabile per sistemi aspiranti chirurgici e bronchiali (tanche o sacche), come contenitore per liquidi di laboratorio o per liquidi di dialisi, e così via. Materiale: poliacrilato di sodio reticolato. Confezionata in busta di alluminio. Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, FI, SK, PL, LV, RO, GR

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

A0680

EAN / GTIN

8004007005367

CODICE GEF

28141



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697