



TIRALATTE MAMILAT

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 28148

EAN / GTIN 8033622540526

Confezione 1

TIRALATTE MAMILAT - 230 V - 50 Hz Facilmente trasportabile tra le corsie del reparto maternità, oppure a casa. In materiale plastico a elevato isolamento termico ed elettrico, conforme alle norme di sicurezza europee più recenti. Funzionamento: 20 minuti ON, 40 minuti OFF. Regolatore di aspirazione. Fornito con 2 biberon in polycarbonato (150 cc e 250 cc), filtro antibatterico e idrofobico, serie di tubi da 6x10 mm, coppetta tiralatte, tubo aria in PVC. Manuale in 5 lingue: IT, GB, ES, FR, DE Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Regolatore intensità di aspirazione: max -0,33 bar (-248 mmHg)
- Tensione di esercizio: 220-230 V - 50/60 Hz - disponibile su richiesta 110 V - 60 Hz
- Flusso massimo: 14 l/min
- Consumo energia: 184 VA Rumorosità: 63 dB
- Dimensioni: 235x190x165 mm Peso: 2,2 kg
- Norme: CEI 62-5 (IEC601-1). Classe Protezione IP: IP21

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

Z12080303

EAN / GTIN

8033622540526

CODICE GEF

28148



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697