



KIT RICAMBI MAMILAT (2 vasi+filtro)

Codice GEF (SKU) **28149**

EAN / GTIN **8023279281491**

Confezione **1**

KIT RICAMBI Include due biberon in plastica (125 cc e 250 cc), coppetta tiralatte, filtro antibatterico e tubi.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279281491

CODICE GEF

28149



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697