



CONTENITORE DI SICUREZZA 220 ml ricambio

Codice GEF (SKU) 28150

EAN / GTIN 8023279281507

Confezione 1

Accessori per CLINIC/HOSPI PLUS MPR Contenitore di sicurezza 220 ml - ricambio

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279281507

CODICE GEF

28150



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697