



# Anello per Vaso Autoclavabile Clinic/Hospi Plus MPR

2 varianti

Codice GEF (SKU) 28154

EAN / GTIN 8023279281545

Confezione 1

Accessori per CLINIC/HOSPI PLUS MPR Anello per vaso autoclavabile 2 l - opzionale

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	CAPACITÀ VASO	EAN	CONFEZIONE
28154	2 L	8023279281545	1
28155	4-5 L	8023279281552	1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279281545

CODICE GEF

28154



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697