



ANELLO per vaso autoclavabile Flovac da 2 l per Clinic/Hospi Plus MPR optional

Codice GEF (SKU) 28156

EAN / GTIN 8023279281569

Confezione 1

Accessori per CLINIC/HOSPI PLUS MPR Anello per vaso Flovac 2 o 3 l
- opzionale

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279281569

CODICE GEF

28156



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697