



TUBO COLLEGAMENTO AEROSOL

Codice GEF (SKU) **28158**

EAN / GTIN **8023279281583**

Confezione **1**

Tubo connessione in PVC - 1m Dotazione Standard con Famiglia, Corsia, Eolo, Mistral Compatibile con: tutti gli aerosol

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279281583

CODICE GEF

28158



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697