



Ampolla Fasterjet

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 28163

EAN / GTIN 8033717011764

Confezione 1

AMPOLLA FASTERJET con sistema a valvola Ampolla jet di nuova concezione capace di somministrare qualsiasi tipo di medicinale in tempi ridottissimi tramite un'elevata quantità di particelle respirabili. La valvola assicura un'estrema efficienza limitando la perdita di medicinale ed ottimizzando la quantità somministrata al paziente. Ampolla fasterjet: per la somministrazione rapida di qualsiasi farmaco Standard con Happyneb II, Hospyneb Compatibile con: tutti gli aerosol

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Capacità: 16 ml
- Tasso di neb.: 0,60 ml/min
- Volume respirabile: <5 µm 80%
- Volume residuo: 0,8 ml
- DAMM (Diametro Aerodinamico Mediano di Massa): 2.7 µm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
IIaEAN / GTIN
8033717011764CODICE GEF
28163

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697