



## Boccaglio per Fasterjet - Bi-valvola

Codice GEF (SKU) **28165**

EAN / GTIN **8033717010828**

Boccaglio bi-valvola Compatibile con: ampolla 28163

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Boccaglio bi-valvola Compatibile con: ampolla 28163

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8033717010828**

CODICE GEF

**28165**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697