



Mascherina Pediatrica

Codice GEF (SKU) **28169**

EAN / GTIN **8033717010996**

Mascherina pediatrica senza elastico Compatibile con: ampolla 28164, 28163

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Mascherina pediatrica senza elastico Compatibile con: ampolla 28164, 28163

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8033717010996

CODICE GEF

28169



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697