

Tastiera a Membrana per 28198

Codice GEF (SKU) 28170
EAN / GTIN 8054619108505
Confezione 1 pz.
Tastiera a membrana per 28198

GEF Medica

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN
8054619108505

CODICE GEF
28170



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697