

GEF Medica

Tastiera a Membrana per 28119,28120,28160,28162,28195

Codice GEF (SKU) **28171**
EAN / GTIN **8054619108512**
Confezione **1 pz.**
TASTIERA A MEMBRANA

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN
8054619108512

CODICE GEF
28171



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697