



CANNULA YANKAUER con punta aperta e tubo di aspirazione sterile

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 28173

EAN / GTIN 8004007005343

Confezione 1

CANNULA YANKAUER con punta aperta e tubo di aspirazione - 25 cm - conf. da 50 Cannula rigida pronta per l'uso per aspirare fluidi in sala operatoria. Impugnatura anatomica e antiscivolo per facilitare la presa. Trasparente per controllare il flusso dei fluidi aspirati. Punta aperta con un foro centrale e quattro laterali (Ø 20 mm). Tubo di aspirazione flessibile, trasparente e non conduttivo. Monouso. Senza ftalati né lattice. Confezionata in busta singola. Classe IIa, sterile.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

A06010103

EAN / GTIN

8004007005343

CODICE GEF

28173

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697