



## CANNULA YANKAUER con punta a bulbo e tubo di aspirazione sterile

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 28174

EAN / GTIN 8004007005350

Confezione 1

CANNULA YANKAUER con punta a bulbo e tubo di aspirazione - 25 cm - conf. da 50 Cannula rigida pronta per l'uso per aspirare fluidi in sala operatoria. Impugnatura anatomica e antiscivolo per facilitare la presa. Trasparente per controllare il flusso dei fluidi aspirati. Punta aperta con un foro centrale e quattro laterali (Ø 20 mm). Tubo di aspirazione flessibile, trasparente e non conduttivo. Monouso. Senza ftalati né lattice. Confezionata in busta singola. Classe IIa, sterile.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**II A**

CND

**A06010103**

EAN / GTIN

**8004007005350**

CODICE GEF

**28174**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697