



Aspiratore Portatile Spencer JET Compact 300D

Dispositivo medico

Classe n/d

Codice GEF (SKU) 28177

EAN / GTIN 8023279281774

Confezione 1

ASPIRATORE PORTATILE JET COMPACT Dispositivo di aspirazione estremamente compatto, utilizzato per rimuovere i fluidi dalla vie respiratorie o come sistema di supporto respiratorio. Crea una depressione che richiama i liquidi all'interno di un tubo monouso collegato al contenitore di raccolta. Facile visualizzazione del range di vuoto impostato grazie agli indicatori a LED. Classificazione ISO: alto flusso / alto vuoto. Fornito con cavo di alimentazione 12 V, batteria, vaso di raccolta monouso con filtro, tubo monouso, manuale GB, IT.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: 245 x 70 x 185 mm
- Grado IP: IP 12
- Peso: 1,60 kg
- Batteria: 12 V DC Ni-MH
- Range di vuoto: da 50 a 550 mmHg
- Durata batteria in funzionamento: 30 min ON, 30 min OFF
- Flusso (flusso libero): 32 l/min
- Rumorosità: 70 dB
- Tempo di ricarica batteria: 5 h
- Requisiti connettore elettrico: 100-240 VAC 47-63 Hz 0,75 A max: 12 VDC
- Portata contenitore: 300 ml
- Lunghezza tubo: 1 m

CLASSE DM

n/d

EAN / GTIN

8023279281774

CODICE GEF

28177



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare;
verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it