



VASO MONOUSO 300 ml con filtro

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 28178

EAN / GTIN 8023279281781

Confezione 1

Vaso di raccolta monouso da 300 ml con filtro, per aspiratore portatile JET COMPACT (cod. 28177).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II A

CND
A0699

EAN / GTIN
8023279281781

CODICE GEF
28178



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697