



Kit Ricambi Adulti per Codice 28180

Codice GEF (SKU) 28181

KIT RICAMBIO ADULTI per cod. 28180 Include un vaso da 250 ml e 2 cannule non sterili per adulti lunghe 17 cm (Ø 6 mm) e 19 cm (Ø 10 mm).

CARATTERISTICHE TECNICHE

- KIT RICAMBIO ADULTI per cod. 28180
- Include un vaso da 250 ml e 2 cannule non sterili per adulti lunghe 17 cm (Ø 6 mm) e 19 cm (Ø 10 mm).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
28181



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697