



VASO 2 LITRI con coperchio

Codice GEF (SKU) 28186

EAN / GTIN 8023279281866

Confezione 1

Vaso autoclavabile 143°C 2 l - coperchio e valvola troppo pieno

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279281866

CODICE GEF

28186



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697