



VASO 5 LITRI con coperchio

2 varianti

Codice GEF (SKU) **28187**

EAN / GTIN **8023279281873**

Confezione **1**

Vaso 5 l con coperchio - Apec® - Autoclavabile fino a 143°C - Compatibile con aspiratori 4 o 5 l Vasi autoclavabili con valvola di troppopieno Dotati di coperchio avvitabile con maniglia per facilitare la presa, guarnizione autoclavabile in silicone per la chiusura ermetica, valvola di troppopieno integrata nel coperchio, scala graduata trasparente in ml con intervalli di 100 o 200 ml. Adatti per sistemi centrali di vuoto e per aspiratori. Disponibili in due tipi di polycarbonato, Makrolon® and Apec®.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
28187	28187	8023279281873	1
28221	28221	8023279282214	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279281873

CODICE GEF

28187



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697