

GEF Medica

Coperchio e Valvola per 28187 - Ricambio

Codice GEF (SKU) **28188**Confezione **1 pz.**

Coperchio per vaso 5 l - Autoclavabile fino a 143°C - Compatibile con 28187 Vasi autoclavabili con valvola di troppopieno Dotati di coperchio avvitabile con maniglia per facilitare la presa, guarnizione autoclavabile in silicone per la chiusura ermetica, valvola di troppopieno integrata nel coperchio, scala graduata trasparente in ml con intervalli di 100 o 200 ml. Adatti per sistemi centrali di vuoto e per aspiratori. Disponibili in due tipi di polycarbonato, Makrolon® and Apec®.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
28188

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697