



# Aspiratore Super-vega Vaso 1 Litro 110V-60Hz

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 28189

EAN / GTIN 8023279281897

Confezione 1

ASPIRATORE SUPER-VEGA vaso 1 litro 110V-60Hz

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tensione di esercizio: 110-127 V - 60 Hz
- Consumo energia: 110 VA
- Capacità vaso: 1.000 ml
- Portata (litri aria/min): 40 l/min
- Aspirazione max: -0,80 bar (600 mm/Hg)
- Ciclo operativo: continuo
- Rumorosità: 60,5 dBA
- Dimensioni - Peso: 35x21x18 cm - 3,6 kg
- Norme: EN 60601-1-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-11, 93/42/CEE

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

Z120105

EAN / GTIN

8023279281897

CODICE GEF

28189



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697