



# Aspiratore A Batteria Super VEGA 36

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 28190

EAN / GTIN 8023279281903

Confezione 1

ASPIRATORE A BATTERIA SUPER VEGA 36

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza aspirazione: 36 litri d'aria/min (28190)
- Aspirazione max: -0.80 bar (600 mm/Hg)
- Tensione di funzionamento: 100-240 V - 50/60 Hz
- Autonomia batteria: 60 min
- Tempo di ricarica: 240 minuti
- Rumorosità: 65,5 dBA
- Dimensioni - Peso: 350x210x180 mm - 4,05 kg
- Norme: Classe II Tipo BF, EN 60601-1-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-11, 93/42 CEE

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

Z120105

EAN / GTIN

8023279281903

CODICE GEF

28190



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697