



# Aspiratore Supervega Su Carrello

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 28191

EAN / GTIN 8023279281910

Confezione 1

ASPIRATORE SUPERVEGA su carrello

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: 32x30xh 90 cm Peso 6,2 kg
- Tensione di funzionamento: 220-230 V - 50/60 Hz; altre su richiesta
- Assorbimento: 110 VA
- Aspirazione max: -0,80 bar (600 mm Hg)
- Flusso: 40 litri d'aria/minuto
- Ciclo operativo: continuo
- Rumorosità: 61,5 dBA
- Norme CEI 62-5 (IEC 601-1) - 93/42 EEC - Classe II - Tipo B

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

Z120105

EAN / GTIN

8023279281910

CODICE GEF

28191



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697