



# Aspiratore Supervega Battery Su Carrello

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 28193

EAN / GTIN 8023279281934

Confezione 1

ASPIRATORE SUPERVEGA BATTERY su carrello

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tensione di funzionamento: 100-240 V - 50/60 Hz
- Batteria interna Pb ricaricabile: 12V - 4A
- Autonomia batteria: 60 min
- Ricarica: 240 min
- Ciclo operativo: continuo con CA/CC
- Flusso: 36 litri d'aria/minuto
- Rumorosità: 65,5 dBA
- Dimensioni - Peso: 32x30xh 99 cm - 7,9 kg

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

Z120105

EAN / GTIN

8023279281934

CODICE GEF

28193



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697