



Aspiratore Clinic PLUS FULL 2 Vasi Da 2 L 230V + Pedale E Regolatore Di Flusso

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) **28195**
EAN / GTIN **8033622540977**
Confezione **1**

ASPIRATORE CLINIC PLUS FULL 2 vasi da 2 l 230V + pedale e regolatore di flusso

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tensione di funzionamento: 230 V - 50/60 Hz
- Aspirazione max: - 0,90 bar (675 mmHg)
- Ciclo operativo: continuo
- Flusso: 60 l/min
- Alimentazione: 230 VA
- Rumorosità: 51,7 dBA
- Norme: CEI 62-5 (IEC 601-1) 93/42 CEE

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

Z120105

EAN / GTIN

8033622540977

CODICE GEF

28195

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697