

ASPIRATORE VEGA UNO vaso da 1 litro GB,NL,DK,SE,LT,PL,SK,HU,RO,HR,GR,Arabo

Codice GEF (SKU) **28199**

Confezione **1**

ASPIRATORI VEGA Modello: Vega Uno Potenza di funzionamento: 220-230 V - 50/60 Hz Flusso: 15 l/m Manuale: GB, NL, DK, SE, LT, PL, SK, HU, RO, HR, GR, Arabo Linea di aspiratori eleganti, compatti ed affidabili creati per la piccola chirurgia. Le silenziose pompe ad alto flusso non richiedono manutenzione e garantiscono la lunga durata e la solidità del prodotto. Raccomandati per aspirazioni nasali, orali o tracheali di liquidi (muco, catarro, sangue) negli adulti o nei bambini. Dotati di regolazione continua dell'intensità di aspirazione, di indicatore del vuoto, di un contenitore Makrolon® infrangibile da 1 l, autoclavabile a 121°C, con valvola di sicurezza per il controllo del livello di liquido all'interno del contenitore, per evitare il traboccamento. Vaso APEC® opzionale autoclavabile a 143°C. Le parti elettriche e termiche del prodotto sono isolate. Vasi autoclavabili e sistema di raccolta monouso Flovac®: oltre agli ordinari vasi autoclavabili, è disponibile un sistema di raccolta monouso composto da un contenitore rigido riutilizzabile e una sacca monouso in polietilene, con coperchio a chiusura ermetica e filtro idrorepellente antibatterico antireflusso, funzionante come valvola di troppo pieno. Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tensione di esercizio: 220-230 V - 50/60 Hz (120-127 V - 60 Hz a richiesta)
- Consumo energia: 184 VA
- Capacità vaso: 1.000 ml
- Portata (litri aria/min): 15 l/min
- Aspirazione max: -0,75 bar (563 mm/Hg)
- Ciclo operativo: continuo
- Rumorosità: 59,6 dBA
- Dimensioni - Peso: 25x19x16,5 cm - 2,2 kg
- Norme: EN 60601-1-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-11, 93/42/CEE

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
28199



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it