



Aspiratore Hospi PLUS FULL 2 Vasi Da 2 L 230V + Pedale E Regolatore Di Flusso

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 28203

EAN / GTIN 8023279282030

Confezione 1

ASPIRATORE HOSPI PLUS FULL 2 vasi da 2 l 230V + pedale e regolatore di flusso

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tensione di funzionamento: 230 V - 50/60 Hz
- Aspirazione max: - 0,90 bar (675 mmHg)
- Ciclo operativo: continuo
- Flusso: 90 l/min
- Alimentazione: 385 VA
- Rumorosità: 46,4 dBA
- Norme: CEI 62-5 (IEC 601-1) 93/42 CEE

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

Z120105

EAN / GTIN

8023279282030

CODICE GEF

28203



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697