



ASPIRATORE SUPERVEGA vaso da 1 litro con pedale

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 28205

Confezione 1

Super Vega 1l con pedale (con funzione prossimità (ON/OFF no touch))
Potenza di funzionamento: 220-230 V - 50/60 Hz Flusso: 40 l/m LINEA
ASPIRATORI VEGA Linea di aspiratori compatti ed affidabili creati con stile per la piccola chirurgia. Le silenziose pompe ad alto flusso non richiedono manutenzione e garantiscono la lunga durata e la solidità del prodotto. Raccomandati per aspirazioni nasali, orali o tracheali di liquidi (muco, catarro, sangue) negli adulti o nei bambini. Dotati di regolazione istantanea dell'intensità di aspirazione, di un contenitore Makrolon® infrangibile da 1 l o da 2 l, autoclavabili a 121°C, con una valvola per il controllo sicuro del livello di liquido all'interno del contenitore, per prevenire un traboccamento. Vaso APEC® opzionale autoclavabile a 143°C. Le parti elettriche e termiche del prodotto sono isolate. Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tensione di esercizio: 220-230 V - 50/60 Hz
- Consumo energia: 110 VA
- Capacità vaso: 1.000 ml
- Portata: 40 l/minuto
- Vuoto Max: -0,80 bar (600mm/Hg)
- Ciclo operativo continuo
- Rumorosità: 60,5 dBA
- Dimensioni - Peso: 35x21x18 cm - 3,6 kg
- Norme: EN 60601-1-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-11, 93/42/CEE

CLASSE DM

II A

CND

Z120105

CODICE GEF

28205



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. **0573 1944697** - gefmedica.it