



Aspiratore MINI Aspeed PRO A Batteria

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 28206

EAN / GTIN 8033717011276

Confezione 1

ASPIRATORE MINI ASPEED PRO a batteria

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tensione di funzionamento: 100-240 V 50/60 Hz CA - 14 VCC 4,28 A
- Dimensioni: 370x100x240 mm
- Peso: 5,8 kg (kit incluso)
- Aspirazione massima: -0,85 bar
- Potenza aspirazione: 30 l/min
- Livello di rumorosità: 65 dBA
- Norme: DDM 93/42/CEE (classe IIa - allegato IX) IEC 60601-1, UNI ENISO 10079-1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

Z120105

EAN / GTIN

8033717011276

CODICE GEF

28206



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697