



Aspiratore VEGA UNO Vaso Da 1 Litro

Gb,fr,it,es,pt,de,cz,lv,ee,fi,si,bg

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 28209

EAN / GTIN 8023279282092

Confezione 1

ASPIRATORE VEGA UNO vaso da 1 litro GB,FR,IT,ES,PT,DE,CZ,LV,EE,FI,SI,BG

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tensione di esercizio: 220-230 V - 50/60 Hz (120-127 V - 60 Hz a richiesta)
- Consumo energia: 184 VA
- Capacità vaso: 1.000 ml
- Portata (litri aria/min): 15 l/min
- Aspirazione max: -0,75 bar (563 mm/Hg)
- Ciclo operativo: continuo
- Rumorosità: 59,6 dBA
- Dimensioni - Peso: 25x19x16,5 cm - 2,2 kg
- Norme: EN 60601-1-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-11, 93/42/CEE

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

Z120105

EAN / GTIN

8023279282092

CODICE GEF

28209



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697