



Aspiratore VEGA Vaso Da 1 Litro

Gb,fr,it,es,pt,de,cz,lv,ee,fi,si,bg

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 28210

EAN / GTIN 8023279282108

Confezione 1

ASPIRATORE VEGA vaso da 1 litro GB,FR,IT,ES,PT,DE,CZ,LV,EE,FI,SI,BG

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tensione di esercizio: 220-230 V - 50/60 Hz (110 V - 60 Hz a richiesta)
- Consumo energia: 184 VA
- Capacità vaso: 1.000 ml
- Portata (litri aria/min): 16 l/min
- Aspirazione max: -0,75 bar (563 mm/Hg)
- Ciclo operativo: continuo
- Rumorosità: 60,5 dBA
- Dimensioni - Peso: 35x21x18 cm - 2,5 kg
- Norme: EN 60601-1-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-11, 93/42/CEE

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

Z120105

EAN / GTIN

8023279282108

CODICE GEF

28210



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697