



Aspiratore Super VEGA

Dispositivo medico

Classe IIa

2 varianti

Codice GEF (SKU) 28212

EAN / GTIN 8023279282122

Confezione 1

ASPIRATORE SUPER VEGA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tensione di esercizio: 220-230 V - 50/60 Hz (110-127 V - 60 Hz a richiesta)
- Consumo energia: 110 VA
- Capacità vaso: 2.000 ml
- Portata (litri aria/min): 40 l/min
- Aspirazione max: -0,80 bar (600 mm/Hg)
- Ciclo operativo: continuo
- Rumorosità: 60,5 dBA
- Dimensioni - Peso: 35x21x18 cm - 3,6 kg
- Norme: EN 60601-1-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-11, 93/42/CEE

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	LINGUA	EAN	CONFEZIONE
28212	vaso 2 litri GB,FR,IT,ES,PT,DE,CZ,LV,EE,FI,SI,BG	8023279282122	1
28230	vaso 1 litro GB,NL,DK,SE,LT,PL,SK,HU,RO,HR,GR,Arabo		1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

Ila

CND

Z120105

EAN / GTIN

8023279282122

CODICE GEF

28212



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it