



VASO 0,4 l ricambio

Codice GEF (SKU) 28219

EAN / GTIN 8023279282191

Confezione 1

Vaso di ricambio da 0,4 litri per aspiratore Tobì Manuale (cod. 28220).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279282191

CODICE GEF

28219



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697